

*Unsere Empfehlung  
für Ihre Zahnpflege!*

**top caredent** 

– ProphylaxeSpezialist seit 1997 –

DR. STEIGER

## LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN

Seit der Gründung im Jahr 1997 ist die Top Caredent AG an der Fellenbergstrasse 279 in 8047 Zürich ansässig und erfolgreich tätig. Im Jahr 2003 wurde zudem die Top Caredent GmbH in Brand 24, 79677 Schönau im Schwarzwald in Betrieb genommen.

Bisher hat sich die Top Caredent Gruppe bewusst zurückhaltend auf dem Markt verhalten. Aufgrund zahlreicher Anfragen von Universitäten, Zahnärzten, Dentalhygienikern und Privatkunden, die unsere hochwertigen Produkte selbst auf dem Markt sehen wollten, haben wir uns entschieden, diesem Wunsch nachzukommen. Die Nachfolge in der Top Caredent wurde kürzlich durch ein junges, dynamisches Team gesichert.

Von Anfang an wurden alle Produkte der Top Caredent in Zusammenarbeit mit Zahnärzten, Dentalhygienikern und Parodontologen entwickelt. Erfahrene Fachkräfte aus der Industrie produzieren die taillierten Circum®-Zahnzwischenraumbürsten, A-Brush, B-Brush, C-Brush, KFO-CDB, Implantat-Reiniger und ICare Produkte auf unseren eigenen Maschinen.

Ein herausragendes Produkt ist die von Dr. Stieger entwickelte Federzahnbürste, die weltweit durch entsprechende Schutzrechte gesichert ist. Dies gilt auch für die Circum®- und CDB-KFO-Bürsten, deren überlegene Reinigungsleistung durch anerkannte Studien belegt ist. Alle Produkte sind umweltfreundlich in Kartonverpackungen erhältlich.

Besonders stolz sind wir auf unsere ICare Produkte, wie die Holz-Zahnseide-Box. Wir sind das erste und einzige Unternehmen weltweit, das eine solche Box herstellt. Angesichts der grossen Mengen an Kunststoff-Zahnseide-Boxen, die weltweit entsorgt werden, haben wir uns entschieden, eine nachhaltige Alternative zu bieten. Unsere Holz-Zahnseide-Box kann lebenslang verwendet und mit echter Zahnseide oder auf Wunsch auch mit Teflon aufgefüllt werden.

Zusätzlich hat Top Caredent in Zusammenarbeit mit Experten CHX 0,1 % und CHX 0,19 % entwickelt, unter Mitwirkung von Prof. Dr. Adrian Lussi und Prof. Dr. N.P. Lang. Lesen Sie hierzu über den QR-Code auf Seite 32 die Studie.

Alle Top Caredent Interdentalbürsten werden aus plastifizierten Drähten auf den modernsten Maschinen von Top Caredent hergestellt. Die Innovationen stammen alle aus der Schweiz, während die Produktion im Schwarzwald, Deutschland, erfolgt. Dies garantiert höchste Qualität aus den renommierten europäischen Industrieländern Deutschland und Schweiz.

Wir sind überzeugt, dass auch Sie von den Top Caredent Produkten begeistert sein werden. **Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen die gewünschten Muster zusenden können.** Teilen Sie uns gerne mit, welche Produkte Sie derzeit in Ihrer Praxis oder Apotheke haben, damit wir Ihnen die passenden Top Caredent Produkte zum Testen zukommen lassen können.

Es ist uns eine Ehre, Sie als neuen Kunden bei der Top Caredent begrüßen zu dürfen. Wir sind jederzeit für Sie da.

### Ihre Top Caredent Team



### DR. PETER STIEGER

ZAHNARZT & VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENT

Verwaltungsratspräsident der Top Caredent AG Zürich und der Zahnarztpraxis am Rosenberg AG St. Gallen. Dr. Stieger hat 1987 sein Diplom in Medizin und 1990 sein Diplom in Zahnmedizin an der Universität Zürich erworben. Seine Weiterbildung führte ihn bis nach China, wo er 2005 an der Universität Peking das Diplom in TCM erlangte. Er ist Miterfinder und Mitentwickler der Top Caredent-Produkte. Auf die Erfindung der „Dr. Stieger Federzahnbürste“ ist er besonders stolz.

### EMINA MALO

STELLVERTRETENDE GESCHÄFTSFÜHRERIN

Frau Malo ist stellvertretende Geschäftsführerin der Top Caredent und wird in Zukunft die gesamte Geschäftsführung übernehmen. Sie hat ihre staatliche Prüfung zur Kommunikationswirtin in Deutschland erfolgreich abgelegt. Bei der Top Caredent ist Frau Malo neben ihren geschäftlichen Aufgaben auch für Marketing und Kommunikation verantwortlich. Ihr liegt viel daran den Lernenden ihr Wissen weiterzugeben und sie optimal zu betreuen.



### SAMUEL VON DER EHE

LEITUNG VERKAUF, LOGISTIK & FINANZEN

Herr Von der Ehe hat nach dem erfolgreichen Abschluss seines berufsbegleitenden Studiums der Betriebswirtschaftslehre im internationalen Handel in Deutschland eine herausragende Expertise in die Top Caredent eingebracht. Top Caredent profitiert von seiner grossen Fachkompetenz in den Bereichen Verkauf, Logistik und Finanzen. Als Leiter der kaufmännischen Bereiche besetzt Herr Von der Ehe eine zentrale und äusserst wichtige Position innerhalb des Unternehmens.



**INTERDENTALBÜRSTEN  
FÜR HALTER**

- 6 CIRCUM®-BRUSH
- 10 A-BRUSH

**HALTER**

- 16 HOLDER

**INTERDENTALBÜRSTEN  
MIT GRIFF**

- 18 B-BRUSH
- 22 C-BRUSH

**KIEFERORTHOPÄDIE**

- 26 ORTHO CARE
- 28 CDB-KFO
- 30 IMPLANT CARE

**MÜNDSPÜLLUNG**

- 32 CHX-MÜNDSPÜLLÖSUNG

**DR. STIEGER**

- 34 FEDERZAHNBÜRSTEN
- 41 AUFHÄNGER

**ICARE**

- 42 ICARE PRODUKTE

*Für ein schönes Lächeln  
ein Leben lang*


## **CIRCUM® FÜR HOLDER**

Die taillierte Circum® Interdentalraum-Reinigungsbürste bietet doppelte Reinigungskraft für Zähne und Implantate. Die feinen Borsten (blau) des Einführungsteils klappen beim Einführen der Bürste in den Zahnzwischenraum um und bilden einen Gleitabschnitt.

Die Circum® Interdentalraum-Reinigungsbürste gewährleistet eine optimale Reinigung und eine effiziente Zahnfleischmassage dank der anatomisch taillierten Beborstung. Im Gegensatz zu zylindrischen oder tannförmigen Bürsten, die oft nicht alle Bereiche erreichen, entfernt die neue taillierte Circum® Interdentalraum-Reinigungsbürste zuverlässig Biofilm und Plaque. Mit ihrem speziellen Design reinigt die Bürste sowohl beim Einführen als auch beim Herausziehen aus dem Interdentalraum gleichermassen gründlich.



Produktabbildungen sind im Masstab 1:1.



**CIRCUM® – BRUSH**

# Circum®



## Circum® 1

Gängigkeit >0.9 mm  
Durchmesser 4-2-4 mm  
Pharmacode 5er Box 4786836  
Pharmacode 25er Box 7776501



## Circum® 2

Gängigkeit >1.1 mm  
Durchmesser 4-2-4 mm  
Pharmacode 5er Box 4786865  
Pharmacode 25er Box 7776502



## Circum® 3

Gängigkeit >1.2 mm  
Durchmesser 5-3-5 mm  
Pharmacode 5er Box 4786871  
Pharmacode 25er Box 7776503



## Circum® 4

Gängigkeit >1.3 mm  
Durchmesser 6-4-6 mm  
Pharmacode 5er Box 4786888  
Pharmacode 25er Box 7776504



## Circum® 5

Gängigkeit >1.5 mm  
Durchmesser 7-4-7 mm  
Pharmacode 5er Box 4786894  
Pharmacode 25er Box 7776505



## Circum® 6

Gängigkeit >1.9 mm  
Durchmesser 7-4-7 mm  
Pharmacode 5er Box 4786919  
Pharmacode 25er Box 7776506



## Circum® 7

Gängigkeit >3.0 mm  
Durchmesser 8-5-8 mm  
Pharmacode 5er Box 4786925  
Pharmacode 25er Box 4787072

Die Circum® Interdentalraum-Reinigungsbürste bietet dank ihrer taillierten Form und den zwei verschiedenen Filamenten eine doppelte Reinigungswirkung.

Die blaue Farbe kennzeichnet die dünneren Borsten, während die weiße Farbe die dickeren Borsten markiert. Diese Kombination, bekannt als die taillierte Circum® Interdentalraum-Reinigungsbürste mit blauen Spitzen, sorgt für eine effektive Reinigung.



## Circum® 10


Gängigkeit >2.0 mm  
Durchmesser 9-6-9 mm  
Pharmacode 5er Box 7779512



## Circum® 11

Gängigkeit >2.6 mm  
Durchmesser 10-7-10 mm  
Pharmacode 5er Box 7779513

MIT BIEGSAMEM  
BÜRSTENKOPF



## CIRCUM® 10 UND 11

Mit Griff und biegbarem Bürstenkopf. (Einmal richtig eingestellt, sollte die Biegung nicht mehr verändert werden.) Diese Bürsten wurden speziell für ältere Menschen oder Menschen mit Handicap entwickelt, um eine bessere Griffigkeit zu ermöglichen.

Der Bürstenkopf kann nach Belieben in alle Richtungen gebogen werden. Alle Benutzer der Circum® - 10 oder 11 haben die Möglichkeit, ihre Circum® individuell anzupassen. Die Verpackung ist zu 100 % umweltfreundlich.



**JETZT  
NACHLESEN!**  
Hier geht es zur Studie

*Gesunde Zähne bedeuten  
Lebensqualität*


## **A - BRUSH ZYLINDERISCH FÜR HOLDER**

Die Drähte aller Interdentalbürsten sind plastifiziert und werden in umweltfreundlichen Kartonverpackungen geliefert.


Die A-Brush zylindrisch (Größen 1 bis 6) wird seit Jahrzehnten erfolgreich zur Zahnzwischenreinigung verwendet. Erhältlich in 6 verschiedenen Größen, bietet sie für jeden Zahnzwischenraum, vom mittleren bis zum kleinsten, die optimale Bürstengröße.




# A-Brush zylindrisch



**A 1**  
 Gängigkeit >0.7 mm      Pharmacode 5er Box 4339965  
 Durchmesser 0.9 mm      Pharmacode 25er Box 7776512



**A 2**  
 Gängigkeit >0.8 mm      Pharmacode 5er Box 4339899  
 Durchmesser 2 mm      Pharmacode 25er Box 7776513



**A 3**  
 Gängigkeit >0.9 mm      Pharmacode 5er Box 4339847  
 Durchmesser 1.4 mm      Pharmacode 25er Box 7776514



**A 4**  
 Gängigkeit >1 mm      Pharmacode 5er Box 4339907  
 Durchmesser 1.7 mm      Pharmacode 25er Box 7776515



**A 5**  
 Gängigkeit >1.1 mm      Pharmacode 5er Box 4339818  
 Durchmesser 2.5 mm      Pharmacode 25er Box 7776516



**A 6**  
 Gängigkeit >1.25 mm      Pharmacode 5er Box 4339801  
 Durchmesser 3 mm      Pharmacode 25er Box 7776517

*A-Brush*


Bis zu 80 % aller Zahnerkrankungen entstehen im Zahnzwischenraum. Um diese Bereiche professionell zu reinigen, wurde die Interdentalbürste A-Brush von der Top Caredent in 6 verschiedenen Größen entwickelt. Täglich sollte die Zahnzwischenraumreinigung einmal durchgeführt werden. Die Erfolge einer professionellen Reinigung des Zahnzwischenraums kann jeder Anwender selbst erleben.

Vorausgesetzt, dass mindestens einmal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung von einer Dentalhygienikerin (DH), einem Zahnarzt oder einer Prophylaxeassistentin (PA) durchgeführt wird.



**JETZT  
BESTELLEN!**

Hier A-Brush bestellen



# A-Brush konisch



## A 10

Gängigkeit >0.8 mm  
Durchmesser 3 mm

Pharmacode 5er Box 7776523  
Pharmacode 25er Box 7776518



## A 11

Gängigkeit >1.1 mm  
Durchmesser 4.3 mm

Pharmacode 5er Box 4339824  
Pharmacode 25er Box 7776519



## A 12

Gängigkeit >1.6 mm  
Durchmesser 4.3 mm

Pharmacode 5er Box 4339876  
Pharmacode 25er Box 7776520

Erhältlich in 3 verschiedenen Grössen, konisch geformt, für enge Zahnzwischenräume. Diese Interdentalbürsten sind besonders gut geeignet für Anfänger, um die Bürste korrekt in den Zahnzwischenräumen einzuführen.

Für den Oberkiefer sollte die Bürste leicht abgewinkelt von oben nach unten in den Zahnzwischenraum eingeführt werden. Für den Unterkiefer sollte die Bürste leicht abgewinkelt von unten nach oben eingeführt werden. Ein Spiegel kann hilfreich sein, um die Interdentalbürste richtig zu positionieren und den Zahnzwischenraum gründlich zu reinigen.

Die Interdentalbürste sollte ohne Druck in den Zahnzwischenraum eingeführt werden können. Wenn die Bürste klemmt, ist sie zu gross; wenn sie durchrutscht, ohne beide Zähne links und rechts im Zahnzwischenraum zu erreichen, ist sie zu klein.



**JETZT  
BESTELLEN!**


Hier A-Brush bestellen



Produktabbildungen sind im Massstab 1:1.



*Sich rund um  
Wohlfühlen*



Die Halter 1 und 2 wurden für das verwenden von Interdentalbürsten entwickelt. Die Interdentalbürsten werden einfach vorne in das Halterloch des Holder 1 oder Holder 2 eingesteckt. Nach etwa 6 Tagen kann die gebrauchte Bürste hinten herausgedrückt und durch eine neue Interdentalbürste ersetzt werden.

Mit dieser Innovation ist die Top Carent erneut die einzige Firma auf dem Weltmarkt, die eine solche Lösung anbietet.



*Pflege, der ich ♥ vertraue*

 **JETZT BESTELLEN!**  
Hier Halter bestellen

## HOLDER

# Halter für Interdentalbürsten

### Beidseitiges Einstecken für unterschiedliche Interdentalbürstengrößen:

Beginnen Sie mit der grösseren Interdentalbürste. Wenn die grosse Bürste klemmt, drehen Sie den Griff, um die kleinere Interdentalbürste einzuführen.

### Das 2-Bürsten-Stecksystem:

Dieses System ist sowohl beim Holder 1 als auch beim Holder 2 identisch.

### Reinigungsprozedur:

Um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten, sollte die Interdentalbürste 3-mal in den Zahnzwischenraum eingeführt und 2-mal wieder herausgezogen werden.

Die Interdentalbürste sollte ohne Druck in den Zahnzwischenraum eingeführt werden können. Wenn die Bürste klemmt, ist sie zu gross. Wenn die Bürste durchrutscht, ohne mit den Borsten beide Seiten des Zahnzwischenraums zu erreichen, ist sie zu klein.



Holder 1 - Grün  
Pharmacode 7778831



Holder 2 - Grün  
Pharmacode 7778835



Holder 1 - Türkis  
Pharmacode 7778828



Holder 2 - Türkis  
Pharmacode 7778832



Holder 1 - Pink  
Pharmacode 7778829



Holder 2 - Pink  
Pharmacode 7778833



Holder 1 - Gelb  
Pharmacode 7778830



Holder 2 - Gelb  
Pharmacode 7778834

B-BRUSH

*Gute Pflege  
beste Resultate*



MIT BIEGSAMEM  
BÜRSTENKOPF

### **INTERDENTALBÜRSTE MIT GRIFF**

Die B-Brush wurde für Menschen entwickelt, die ein sofort einsatzbereites Produkt bevorzugen. Mit ihrer grossen Griff-Fläche liegt die Bürste bequem in der Hand. Die Borsten können nach Wunsch angepasst und gebogen werden, sollten jedoch anschliessend nicht mehr verändert werden. Dieses Produkt richtet sich an Kunden, die Einfachheit schätzen.

Erhältlich in sechs verschiedenen Grössen, ist die B-Brush besonders gut für große Zahnzwischenräume geeignet.



# B-Brush zylindrisch



**B 1**  
 Gängigkeit >1.1 mm  
 Durchmesser 2.8 mm  
 Pharmacode 5er Box 4339793



**B 2**  
 Gängigkeit >1.3 mm  
 Durchmesser 3 mm  
 Pharmacode 4339758



**B 3**  
 Gängigkeit >1.6 mm  
 Durchmesser 5 mm  
 Pharmacode 4339741



**B 4**  
 Gängigkeit >2.8 mm  
 Durchmesser 8 mm  
 Pharmacode 4339770

Die Interdentälbürsten sind ideal für Erstanwender zur Reinigung der Zahnzwischenräume. Die Bürsten haben plastifizierte Drähte und sind in Kartonschachteln verpackt.

Im Oberkiefer wird die Bürste leicht abgewinkelt von oben nach unten, im Unterkiefer von unten nach oben eingeführt. Ein Spiegel hilft, die Bürste korrekt zu platzieren.


Die Bürste sollte ohne Druck eingeführt werden. Ist sie zu gross, klemmt sie; ist sie zu klein, rutscht sie durch. Wählen Sie in diesem Fall eine passende Grösse. Dreimalige Hin- und Herbewegungen pro Zahnzwischenraum sorgen für eine gründliche Reinigung. Vor jeder Anwendung sollte die Bürste mit warmem Wasser abgespült werden.



Produktabbildungen sind im Massstab 1:1.



**B 10**  
 Gängigkeit >1.6 mm  
 Durchmesser 3 - 6.5 mm  
 Pharmacode 4339764



**B 11**  
 Gängigkeit >2.4 mm  
 Durchmesser 4 - 7.5 mm  
 Pharmacode 4339787

*Unsere Bestseller*

**B-Brush konisch**

Die konischen B-Brush Interdentälbürsten mit integriertem Griff sind ideal für Anfänger, um eine effektive Reinigung der Zahnzwischenräume zu gewährleisten. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen, ermöglichen sie eine präzise Anpassung an die individuelle Zahnzwischenraumgröße.

Bei der Anwendung im Oberkiefer führen Sie die Bürste leicht abgewinkelt von oben nach unten in den Zahnzwischenraum ein. Im Unterkiefer sollte die Bürste entsprechend leicht abgewinkelt von unten nach oben eingeführt werden. Ein Spiegel kann dabei eine wertvolle Unterstützung bieten, um die Bürste korrekt zu positionieren und eine gründliche Reinigung zu erzielen.

Für eine gründliche Reinigung bewegen Sie die Bürste dreimal vor und zurück durch den Zahnzwischenraum. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei jedem Zahnzwischenraum. Spülen Sie die Interdentälbürste vor jeder Anwendung mit Wasser ab, um eine hygienische Anwendung zu gewährleisten.




**JETZT BESTELLEN!**

Hier B-Brush bestellen



*Das Plus für Ihre  
Zahngesundheit*



Produktabbildungen sind im Massstab 1:1.

## **C-BRUSH ZYLINDRISCH – DIE BEWÄHRTEN INTERDENTALBÜRSTEN**

Die C-Brush zylindrisch sind die ersten Interdentalbürsten, die seit mehr als 70 Jahren auf dem Markt erhältlich sind. Top Caredent bietet diese bewährten Bürsten nach wie vor in ihrem Sortiment an.

Die Borsten und die Gängigkeit der C-Brush sind identisch mit denen der B-Brush von Top Caredent. Der weisse Draht der C-Brush entspricht dem weissen Griff der B-Brush. Beide Serien sind in sechs verschiedenen Grössen und Farben erhältlich. Die B-Brush hat einen Griff, während die C-Brush einen Draht anstelle des Griffs verwendet.


## C - BRUSH

# C-Brush zylindrisch



### C 1

Gängigkeit >1.1 mm      Pharmacode 10er Box 2332261  
Durchmesser 2.8 mm      Pharmacode 50er Box 2506063



### C 2

Gängigkeit >1.3 mm      Pharmacode 10er Box 2332278  
Durchmesser 3 mm      Pharmacode 50er Box 2506092



### C 3

Gängigkeit >1.6 mm      Pharmacode 10er Box 2332373  
Durchmesser 5 mm      Pharmacode 50er Box 2506117



### C 4

Gängigkeit >2.8 mm      Pharmacode 10er Box 2332410  
Durchmesser 8 mm      Pharmacode 50er Box 2506123

Die C-Brush zylindrisch sollte ohne Druck in den Zahnzwischenraum eingeführt werden können. Wenn die Bürste klemmt, ist sie zu gross. Wenn die Bürste durchrutscht, ohne die Zähne links und rechts im Zahnzwischenraum zu erreichen, ist sie zu klein.

Für eine optimale Zahnzwischenraumreinigung führen Sie die Bürste 3-mal in den Zahnzwischenraum ein und 2-mal wieder heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei jedem Zahnzwischenraum. Spülen Sie die Interdentalbürste vor jeder Anwendung ab.

## C-BRUSH KONISCH

Konische Interdentalbürsten bieten eine sanfte Reinigung, da sie sich den Konturen der Zahnzwischenräume anpassen und eine effektive Reinigung weniger Druck erfordert. Dies hilft, das Zahnfleisch zu schonen. Die C-Brush sind entweder in 10er Beuteln oder in einer 50er Box von Top Care-dent erhältlich. Die 50er Box stellt eine Jahrespackung dar, wobei wöchentlich eine Bürste verwendet wird. Alle Produkte sind auf unserem Webshop [www.topcaredent.ch](http://www.topcaredent.ch) bzw. [www.topcaredent.de](http://www.topcaredent.de) erhältlich.

Schweizer Innovation, produziert in Deutschland im Schwarzwald.



### C 10

Gängigkeit >1.6 mm      Pharmacode 10er Box 2332284  
Durchmesser 3 - 6.5 mm      Pharmacode 50er Box 2506100



### C 11

Gängigkeit >2.4 mm      Pharmacode 10er Box 2332427  
Durchmesser 4 - 7.5 mm      Pharmacode 50er Box 2506146



**JETZT  
BESTELLEN!**  
Hier C-Brush bestellen

# O1-Brush

Die sanduhrförmige Interdentalbürste hat sich in Studien zur Interdentalreinigung ausgezeichnet bewährt und zeigt signifikante Vorteile gegenüber zylindrischen Interdentalbürsten.

Die Studien können unter [www.topcaredent.ch](http://www.topcaredent.ch) nachgelesen werden.

Festsitzende kieferorthopädische Apparaturen erschweren die Zahnreinigung erheblich. Die Ortho Care – Brush von Top Caredent bietet die Lösung.

Für die Reinigung von Brackets und Bändern sowie der angrenzenden Zahnstellen während einer kieferorthopädischen Behandlung wurden die Ortho Care – Brush entwickelt und patentiert. Die sanduhrförmige, taillierte Interdentalbürste wurde so modifiziert, dass sie benachbarte Brackets erreichen kann und somit die Kariesprädispositionsstellen während einer KFO-Behandlung mechanisch signifikant besser reinigt.




## Kieferorthopädie Set

### Bestehend aus:

5 x Circum® O1	5 x A1
Gängigkeit >2.4mm	Gängigkeit >0.7 mm
Durchmesser 8-4-8 mm	Durchmesser 0.9 mm

1 x Holder 2 in türkis  
Pharmacode 7776510



O1  
Gängigkeit >2.4 mm  
Durchmesser 8-4-8 mm  
Pharmacode 5er Box 7776521  
Pharmacode 25er Box 7776509



 **JETZT NACHLESEN!**  
Hier geht es zur Studie



ORTHO CARE

*Smile - mit Spezialprodukten für die Zahnspangen-Reinigung*



Produktabbildungen sind im Massstab 1:1.

Die Drähte sind plastifiziert und die Bürsten sind in Kartonschachteln verpackt. Alle Produkte sind auf unserem Webshop [www.topcaredent.ch](http://www.topcaredent.ch) bzw. [www.topcaredent.de](http://www.topcaredent.de) erhältlich oder beim Zahnarzt, bei Dentalhygienikern (DH), Prophylaxeassistenten (PA) oder in Apotheken.

Für weitere Informationen und zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an [info@topcaredent.ch](mailto:info@topcaredent.ch).

# Kieferorthopädie

Um während einer festsitzenden kieferorthopädischen Behandlung die Brackets, Bänder sowie die angrenzenden Zahnstellen effizient zu reinigen, wurden die taillierten Interdentalbürsten CDB-KFO-7 und CDB-KFO-8 entwickelt.


Eine Studie unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Christina Erbe, Lisa Zanders-Grote, Yvonne Wagner, Irene Schmidtman, Niklaus P. Lang und Heinrich Wehrbein an den Universitäten in Mainz (Deutschland) sowie St. Gallen, Bern und Zürich (Schweiz) hat gezeigt, dass die CDB-KFO-7 und CDB-KFO-8 in der Praxis hervorragend bewährt sind und im Vergleich zur zylindrischen Interdentalbürstenform signifikant überlegen abschneiden (siehe QR-Code für weitere Details). Die Studie wurde von führenden Wissenschaftlern auf diesem Gebiet durchgeführt.

Top Caredent hat in Zusammenarbeit mit diesen Wissenschaftlern verschiedene Längen und Größen der taillierten KFO-Bürsten entwickelt. In der genannten Studie stehen die CDB-KFO-7 und CDB-KFO-8 im Fokus. Die Produktion dieser Bürsten erfolgt im Schwarzwald, Deutschland, während die Entwicklung in der Schweiz stattfindet.

**EXTRA FEINE FILAMENTE**  
ermöglichen Eindringen auch bei kleinem Abstand der Brackets.

**SANDUHRFORM**  
ermöglicht es auch an den Ecken der Brackets zu reinigen.

**KONISCHE BASIS**  
ermöglicht einfaches Einstecken in den wieder verwendbaren, umweltfreundlichen Halter.



 **JETZT NACHLESEN!**  
Hier geht es zur Studie




Produktabbildungen sind im Massstab 1:1.




## Circum® 7 - KFO

Gängigkeit >2 mm  
Durchmesser 7-4-7 mm  
Pharmacode 5er Box 4786925  
Pharmacode 25er Box 4787072



## Circum® 8 - KFO


Gängigkeit >2.3 mm  
Durchmesser 7-4-7 mm  
Pharmacode 5er Box 4786931  
Pharmacode 25er Box 4787095



## DIE BESONDERHEITEN

- Alle Top Caredent Produkte sind mit plastifizierten Drähten ausgestattet.
- Die Bürsten sind in Kartonschachteln mit jeweils 5 Stück (CDB-KFO-7 oder CDB-KFO-8) verpackt. Ab Januar 2025 sind die CDB-KFO-7 und CDB-KFO-8 auch in 25er Kartonschachteln erhältlich.
- Wir gehen davon aus, dass eine CDB-KFO-7 oder CDB-KFO-8 ca. 14 Tage lang verwendet werden kann. Nach jedem Gebrauch sollten die Bürsten gründlich abgespült und getrocknet werden.

Muster können jederzeit angefragt werden. Für weitere Fragen und Anleitungen vereinbaren wir gerne einen Termin mit Ihnen.



# I1-Brush

Die Sauberkeit eines Zahnimplantats ist von grosser Bedeutung, um Infektionen zu vermeiden, die Knochengesundheit zu erhalten, die langfristige Funktionalität zu gewährleisten, ästhetische Komplikationen zu verhindern und die allgemeine Mundgesundheit zu fördern. Deshalb ist es ratsam, eine konsequente Mundhygienepaxis zu befolgen und das Implantat regelmässig gemäss den Empfehlungen eines Zahnarztes zu reinigen.

Zusätzlich haben viele Patienten Schwierigkeiten bei der Reinigung von Implantaten. Die taillierte Form unserer Interdentalbürsten erreicht Lingualbereiche, die mit zylindrischen oder konischen Formen nicht zugänglich sind. Der Regenschirmeffekt, der nur mit einer taillierten Form möglich ist, sorgt für eine besonders gründliche Reinigung.

Erhältlich in 5er- und 25er-Kartonschachteln. Die 25er-Schachtel entspricht einer Jahresration.




I1

Gängigkeit >2.4 mm  
 Durchmesser 8-4-8 mm  
 Pharmacode 5er Box 7776522  
 Pharmacode 25er Box 7776511

 **JETZT BESTELLEN!**  
 Hier I1 bestellen

*Implantatpflege  
 professionell*



Produktabbildungen sind im Massstab 1:1.



# CHX-MUND- SPÜLLÖSUNG

AUS DER SCHWEIZ 

Karies und Parodontitis sind die häufigsten chronischen Erkrankungen beim Menschen. Beide sind durch eine gestörte Homöostase, die mit einem Shift der Mikrobiota im dentalen Biofilm einhergeht, gekennzeichnet. Daher hat die Anwendung von Antiseptika einen hohen Stellenwert. Unter den Antiseptika gilt Chlorhexidin (CHX) nach wie vor als Goldstandard. Das Ziel dieser In-vitro-Studie war es, die antimikrobielle Aktivität von zwei neuen, in der Schweiz hergestellten CHX-Formulierungen (0,1% und 0,19%) zu bestimmen.

Die in der Schweiz hergestellten CHX-Formulierungen zeigen im Vergleich zu CHX-Lösungen ohne Zusatzstoffe eine gleichwertige oder teilweise bessere In-vitro-Wirkung gegen orale Bakterien und Biofilme und können daher zur Anwendung empfohlen werden. Besonders auffällig ist die gute Wirksamkeit gegen den „kariogenen“ Biofilm, was möglicherweise auf den Inhaltsstoff Benzalkoniumchlorid zurückzuführen ist. Bei bereits vorhandenem Biofilm ist die Wirkung der CHX-Formulierungen jedoch eingeschränkt, was die Notwendigkeit einer vorherigen mechanischen Biofilmentfernung unterstreicht.

Die Rezeptur wurde von Prof. Dr. Adrian Lussi entwickelt.



CHX-Mundspüllösung 0,1%

Inhalt 200 ml  
Pharmacode 7785819



CHX-Mundspüllösung 0,19%

Inhalt 200 ml  
Pharmacode 7785818



**JETZT  
NACHLESEN!**

Hier geht es zur Studie

**DR. STIEGER**



## **DIE BESTE ZAHNBÜRSTE DER WELT**

Viele Nutzer wenden zu viel Kraft auf den Zahnbürstengriff an, was zu Schäden an Zähnen, Zahnhals und Zahnfleisch führen kann. Dr. Stieger hat dieses Problem mit seiner Federzahnbürste gelöst. Der wissenschaftlich empfohlene Druck auf den Bürstenkopf wurde auf 150 g festgelegt. Dieser minimale Druck auf den Bürstenkopf lässt sich mit der Dr. Stieger Federzahnbürste sehr gut erreichen.

**FEDERZAHNBÜRSTEN**



Dr. Steiger Federzahnbürsten

Farbe grau  
Pharmacode 1118464



Dr. Steiger Federzahnbürsten

Farbe blau  
Pharmacode 1118465



Dr. Steiger Federzahnbürsten

Farbe grün  
Pharmacode 1118467



Dr. Steiger Federzahnbürsten

Farbe rot  
Pharmacode 1118466



## FUNKTIONSWEISE DER DR. STIEGER FEDERZAHNBÜRSTE


Die Dr. Steiger Federzahnbürste umfasst unter anderem ein erstes Griffelement (1) und ein zweites Griffelement (2), die voneinander abgesetzt sind. Das erste Griffelement (1) verläuft entweder oberhalb oder unterhalb des zweiten Griffelements (2). Unter Druckeinwirkung auf eines der Griffelemente (1, 2) verformt sich dieses Griffelement. Die daraus resultierende Rückstellkraft zwischen den Griffelementen bewirkt eine Auslenkung des Bürstenkopfes (3).



Die weichsten Borsten der Welt



Integrierte Halterung für Interdentälbürsten



Zungenreiniger

Die Dr. Steiger Federzahnbürste verwendet eine Federmechanik, die eine Bewegung weg vom Zahnfleisch ermöglicht. Je stärker der Nutzer die Zahnbürste gegen das Zahnfleisch drückt, desto mehr wird auch der Griff belastet. Dies führt dazu, dass die Federzahnbürste konstruktiv bedingt eine druckentlastende Bewegung auf den Bürstenkopf (3) ausführt. Bei erhöhtem Druck wird der Bürstenkopf automatisch zunehmend entlastet.




**JETZT BESTELLEN!**

Zu den Federzahnbürsten

# BLAU



top carentent



# ROSA



**JETZT  
BESTELLEN!**

[www.topcarentent.ch](http://www.topcarentent.ch)

# GELB



top carentent



top carentent

# GRÜN


*Die perfekte  
Farbkombination*

## JAHRESPACKUNG FEDERZAHNBÜRSTEN

Die Jahrespackung der Dr. Stieger Federzahnbürsten bietet eine kosteneffiziente Lösung für jede Mundpflege. Durch den Kauf von 16 Zahnbürsten profitieren Sie von einem attraktiven Preisvorteil und sind für ein ganzes Jahr optimal versorgt. Der regelmässige Austausch der Bürsten sorgt für eine konstante Reinigungsleistung und schützt Ihr Zahnfleisch, da die innovative Federmechanik den Bürstenkopf bei erhöhtem Druck automatisch entlastet. Genießen Sie die Bequemlichkeit und Effizienz der Dr. Stieger Federzahnbürsten mit unserer praktischen Jahrespackung.

### Dr. Stieger Federzahnbürsten Jahrespackung

Inhalt 16 Federzahnbürsten in 4 Farben  
Pharmacode 1118468



Mein Geheimnis ♡  
für sanfte  
Wohlfühlpflege

WELTNEUHEIT

# Federzahnbürsten Aufhänger



Aufhänger - Rosa  
Masse (BxHxT) 60 x 50 x 20 mm

Aufhänger - Blau  
Masse (BxHxT) 60 x 50 x 20 mm

Aufhänger - Grün  
Masse (BxHxT) 60 x 50 x 20 mm

Aufhänger - Gelb  
Masse (BxHxT) 60 x 50 x 20 mm

Aufhänger - Transparent  
Masse (BxHxT) 60 x 50 x 20 mm

**Die perfekte Möglichkeit, Federzahnbürsten hygienisch aufzuhängen:** Die neue und weltweit einzige Aufhängung für Federzahnbürsten. Diese wird aus hochwertigem Plexiglas mit einer Stärke von 5 mm in der Schweiz hergestellt. Mit einer kleinen Klebevorrichtung kann die Aufhängung problemlos an Spiegeln, Fliesen oder Badmöbeln angebracht werden. Durch das Aufhängen kann die Federzahnbürste abtropfen, ohne dass ein Behälter benötigt wird. Die Aufhänger sind derzeit in vier Farben (Rosa, Blau, Grün und Gelb) erhältlich, aber auch in schlichtem, transparentem Plexiglas.

# Black Forrest

Für unsere ICare-Produkte  
verwenden wir ausschliesslich  
Holz aus dem UNESCO  
Biosphärenreservat  
Schwarzwald.



  
**Icare**  
top carentent 

# Nachhaltige Produkte

## Zahnseidebox - Holz

Die weltweit einzige Zahnseidebox aus Holz. Die ICare Zahnseidebox wird aus Holz des nachhaltig bewirtschafteten Waldes UNESCO-Biosphärenreservats Schwarzwald hergestellt.

Die Naturzahnseide (30m) kann einzeln zum nachfüllen bestellt werden.



### Zahnseidebox - Holz

Inhalt 1 x 30m Zahnseide  
Pharmacode 7778837

### Zahnseide Refill

Inhalt 2 x 30m Zahnseide  
Pharmacode 7778838



## Black Forest Interdental Brush

Die Black Forest Interdental Brush aus Holz ist umweltfreundlich, da sie weniger Abfall erzeugen und leichter recycelt oder kompostiert werden kann.

### Black Forest Interdentalbürste

Inhalt 5 x Interdentalbürsten  
Gängigkeit >0.9 mm  
Pharmacode 7778840

## Travelbox

Die Travelbox wurde so konzipiert, dass sie kompakt und leicht ist, damit sie problemlos in einer Tasche oder einem Koffer mitgeführt werden kann. Sie dient dazu, die Interdentalbürsten vor Beschädigungen zu schützen und sie vor äusseren Einflüssen wie Schmutz oder Staub zu schützen.



Es ist nur möglich, einen Holder 2 und Interdentalbürsten für Holder in der Travelbox zu transportieren. Die Travelbox wird ohne Inhalt verkauft.

## DARAUF SIND WIR STOLZ

Besonders stolz sind wir auf unsere ICare-Produkte, insbesondere auf die Holz-Zahnseide-Box, da wir weltweit die erste und einzige Firma sind, die eine solche Box produzieren kann. Jährlich werden weltweit unzählige Kunststoff-Zahnseide-Boxen weggeworfen und unsachgemäß entsorgt. Dem haben wir uns entgegengestellt. Mit unserer Holz-Zahnseide-Box, die ein Leben lang verwendet werden kann, bieten wir eine umweltfreundliche Alternative, die mit echter Zahnseide nachgefüllt werden kann.



**JETZT  
BESTELLEN!**

Hier die ICare Produkte

## SCHWEIZ

**Top Caredent AG**  
Fellenbergstrasse 279  
CH-8047 Zürich  
Tel: +41 (0) 43 343 30 60  
Mail: [info@topcaredent.ch](mailto:info@topcaredent.ch)



[www.topcaredent.ch](http://www.topcaredent.ch)

## DEUTSCHLAND

**Top Caredent GmbH**  
Brand 24  
D-79677 Schönau im Schwarzwald  
Tel: +49 (0) 7673 8898 211  
Mail: [info@topcaredent.de](mailto:info@topcaredent.de)



[www.topcaredent.de](http://www.topcaredent.de)

Wir suchen top Leute für den Aussendienst und Vertrieb im In- und Ausland.  
Büro- und Lagermitarbeiter/innen Schweiz und Deutschland.  
Bitte melden Sie sich bei [emina.malo@topcaredent.ch](mailto:emina.malo@topcaredent.ch)

*Kontaktieren Sie uns,  
wir helfen Ihnen gern weiter*

**top caredent** 

– ProphylaxeSpezialist seit 1997 –